

01

取卵液

产品特征

含有 3 国际单位 / 毫升肝素钠

pH 值: 7.2-7.5

渗透压摩尔浓度: 265-280 mOsmol/kg

体外鼠胚试验: 囊胚形成率 \geq 80%

细菌内毒素: <0.25 EU/mL

过滤除菌: SAL 10^{-3}

2-8 度 (摄氏) 储存



用途

用于辅助生殖技术中取卵和洗卵
艾尔斯取卵液使用前, 不需要5%二氧化碳平衡

| 产品名称 | 产品型号 | 规格 |
|------|-----------|------------|
| 取卵液 | RC - 1011 | 1 × 100 mL |